

# UI CUBE


Einfach hinsetzen und entspannen



# UI CUBE

## Wie funktioniert der UI CUBE?

Ein im CUBE generierter Magnetfeldimpuls stimuliert die Muskulatur im Beckenboden, um unter anderem Harninkontinenz zu behandeln.



Der **UI CUBE** nutzt hochintensive Magnetfeldimpulse bis zu 2,5 Tesla, um die Beckenbodenmuskulatur gezielt zu aktivieren – ganz ohne körperliche Anstrengung.

Während der Anwendung sitzen Patienten vollständig bekleidet auf dem Therapiegerät. Die Magnetimpulse aktivieren die Muskulatur im Beckenboden - vergleichbar mit willentlich ausgeführten Kegelübungen, jedoch deutlich intensiver und exakter.

Die neuromuskuläre Stimulation unterstützt gezielt die Kräftigung der Beckenbodenmuskulatur, verbessert die lokale Durchblutung und fördert natürliche Regenerationsprozesse – zum Beispiel nach einer Geburt, Operation oder bei funktionellen Beschwerden.



## UI CUBE - Ihre bequemen Kegelübungen



1.800 Kontraktionszyklen in 10 Minuten

Die Anwendung ist nicht-invasiv und schmerzfrei.

Nach der Behandlung können Patientinnen sofort ihrem Alltag nachgehen – ohne Ausfallzeit, aber mit spürbar gesteigerter Lebensqualität.



Beckenbodenmuskeln werden wiederholt kontrahiert - ganz ohne Schmerzen oder Nebenwirkungen. Ein pulsierendes Magnetfeld induziert elektrische Ströme im Gewebe. Dies stärkt die Muskulatur und regt Stoffwechselprozesse sowie Regenerationsmechanismen an.

Innerhalb von 10 Minuten werden die Beckenbodenmuskeln etwa 1800-mal kontrahiert. Dieses intensive Training zielt direkt auf eine der Hauptursachen von Inkontinenz ab.

## Indikationen:

- **Prostatitis**
- **Sexuelle Dysfunktionen, einschließlich:**
  - Erektile Dysfunktion bei Männern
  - Sexuelle Erregungsstörungen bei Frauen
- **Verspannungen und Schmerzen im Beckenbodenbereich**

Beckenboden Training mit dem UI CUBE bietet eine effektive, nicht-invasive Methode, um diese Beschwerden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern.

Wirkungen und Anwendungsgebiete basieren auf klinischer Erfahrung und dokumentierten Studien. Die individuelle Erfahrung kann variieren.

Ordinationsstempel

**DROTT**  
MEDIZINTECHNIK

**Drott Medizintechnik e.U.**  
Silbergasse 1a  
1190 Wien

Tel: +43 (1) 3582958  
Email: office@drott.wien  
UID: ATU57714539

[www.drott.wien](http://www.drott.wien)